


《口腔内撮影用鏡 トゥルースミラー》

# Truth Mirror

「両面 × 2形態 = 4 in 1 構造」で、快適撮影。



Lサイズを使って45秒で撮影した9枚法写真  
(製品付属のDVDに動画を収録)

咬合面用で撮影

# Truth Mirror

《口腔内撮影用鏡 トゥルースミラー》

- 口腔内写真を身近なものに …………… 老若男女全ての患者さんを気軽に撮影
- 4 in 1 構造 …………… 両面×2形態の構造、S・M・Lサイズと咬合面用のラインナップ
- 医患ともに快適撮影 …………… 痛くなく、短時間で全顎9枚法・14枚法等を撮影可能
- 日本人歯列にマッチ …………… 歯列のサイズやアーチの曲率・長径対幅径比に合う形態

## 仕様


材質・仕上げ ——— SUS304ステンレス板・ロジウムコーティング

種類・寸法 ——— 咬合面用 …………… 約138×69mm  
 Lサイズ(一般用) …………… 約175×49mm  
 Mサイズ(やや小さめ) …………… 約158×44mm  
 Sサイズ(小さめ、小児・矯正用) …………… 約157×40mm

## 標準価格(税別)

咬合面用(単体) ——— 保管袋(LL、1枚)・ミラーガード(1個) 付き …………… 15,000円  
 Lサイズ(単体) ——— 保管袋(L、1枚)・ミラーガード(1個)・DVDマニュアル(1枚) 付き …………… 18,000円  
 M・Sサイズ(単体) ——— 保管袋(M、1枚)・ミラーガード(1個)・DVDマニュアル(1枚) 付き …………… 各17,000円  
 セットA ——— 咬合面用・Lサイズ各1枚入り …………… 30,000円  
 保管袋(LL・L各1枚)・ミラーガード(2個)・DVDマニュアル(1枚) 付き  
 セットB ——— L・Mサイズ各1枚入り …………… 33,000円  
 保管袋(L・M、各1枚)・ミラーガード(2個)・DVDマニュアル(1枚) 付き  
 オプション  
 保管袋LL ——— 高温高圧滅菌可(乾燥工程を除く)、5枚セット …………… 3,500円  
 保管袋L・M ——— 高温高圧滅菌可(乾燥工程を除く)、5枚セット …………… 各3,000円  
 ミラーガード ——— ミラーを浮かせて鏡面を擦り傷から保護、5個セット …………… 500円

9枚法撮影手順



- 歯鏡
- 一般医療機器
- 医療機器届出番号 13B2X10030000004(L・M・Sサイズ)  
13B2X10030000005(咬合面用)
- 登録意匠番号 1336978(L・M・Sサイズ)



**ご注意**

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元 **Dentronics** 株式会社 **デントロニクス**  
 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町68 TEL(03)3209-7121 FAX(03)3232-6764  
[www.dentronics.co.jp](http://www.dentronics.co.jp)

製造販売元 **dentr** **chemical** 株式会社 **デントロケミカル**  
 〒198-0023 東京都青梅市今井3-2-12 TEL(0428)30-7450 FAX(0428)30-7460  
[www.dentrochemical.co.jp](http://www.dentrochemical.co.jp) (製造販売業13B2X10030)

- 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
- 仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。